

INHALTSVERZEICHNIS

<i>Bunsenbrenner und Zubehör</i>	2
---	---

Bunsenbrenner und Zubehör



Drahtdreiecke, mit glatten Tonröhren

Artikelnummer:
41065

Art.-Nr.	Länge
41065004	ca. 4 cm
41065006	ca. 6 cm
41065008	ca. 8 cm
41065010	ca. 10 cm

[» zum Produkt \(Website\)](#)



CERAN®-Laborschutzplatten aus Glaskeramik

Artikelnummer:
41066

Art.-Nr.	Maße
41066001	ca. 135 x 135 mm
41066002	ca. 155 x 155 mm
41066003	ca. 175 x 175 mm

[» zum Produkt \(Website\)](#)



Ständer für Laborschutzplatten


Artikelnummer:

41067

aus Chromnickelstahl, mit 4 Füßen

Art.-Nr.	für Platten	Höhe
41067001	135 x 135 mm	ca. 210 mm
41067002	155 x 155 mm	ca. 210 mm
41067003	175 x 175 mm	ca. 220 mm

[» zum Produkt \(Website\)](#)



Drahtnetze mit Keramikzentrum

Artikelnummer:
41071

aus verzinktem Eisendrahtgewebe

Art.-Nr.	Maße	Keramikzentrum
41071012	ca. 12 x 12 cm	ca. 80 mm Ø
41071016	ca. 16 x 16 cm	ca. 110 mm Ø
41071020	ca. 20 x 20 cm	ca. 150 mm Ø

[» zum Produkt \(Website\)](#)



DreifüÙe, Höhe ca. 21 cm

Artikelnummer:
41090

aus Eisen, verzinkt

Art.-Nr.	Ring-Ø innen	Ring-Ø außen
41090010	ca. 11 cm	ca. 14 cm

[» zum Produkt \(Website\)](#)



DreifüÙe, Höhe ca. 28 cm

Artikelnummer:
41091

aus Eisen, verzinkt, geeignet für LABOGAZ®-Bunsenbrenner Nr. 41395010 und 41396010

Art.-Nr.	Ring-Ø innen	Ring-Ø außen
41091010	ca. 11 cm	ca. 14 cm

[» zum Produkt \(Website\)](#)



Sicherheits-Gasschlauch

Artikelnummer:
41384

nach DIN 30 665, für alle Gase
nach DVGW-Arbeitsblatt G 260
(Deutscher Verein des Gas-und Wasserfaches)
DIN DVGW-geprüft und registriert
Betriebsdruck: Bis 100 mbar

Art.-Nr.	Länge	Betriebsdruck
41384001	1000 mm	bis 100 mbar
41384002	1500 mm	bis 100 mbar

[» zum Produkt \(Website\)](#)



Allgas-Bunsenbrenner

Artikelnummer:
41385

mit Luftregulierung, Nadelventil und verstellbarer Düse

Art.-Nr.	Brennerrohr Ø	Höhe	Rohraufsatz Ø
41385010	ca. 13 mm	ca. 160 mm	ca. 17 mm

[» zum Produkt \(Website\)](#)



Gasbrenner nach Bunsen

Artikelnummer:
41390

mit Luftregulierung, Rohraufsatz Ø ca. 15 mm

Art.-Nr.	Brennerrohr Ø	für
41390001	ca. 11 mm	Erdgas
41390002	ca. 14 mm	Propan-/Butangas

[» zum Produkt \(Website\)](#)



Gasbrenner nach Bunsen

Artikelnummer:
41391

mit Hahn und Sparflamme, Höhe ca. 155 mm, Rohraufsatz Ø
ca. 16 mm

Art.-Nr.	Brennerrohr Ø	für
41391001	ca. 11/9 mm (außen/innen)	Erdgas
41391002	ca. 11/9 mm (außen/innen)	Propan-/Butangas

[» zum Produkt \(Website\)](#)



Gasbrenner nach Teclu

Artikelnummer:
41393

mit Hahn und Sparflamme, Brennerrohr Ø ca. 13 mm,
Höhe ca. 160 mm, Fuß Ø ca. 80 mm

Art.-Nr.	Brennerrohr Ø	Höhe	Fuß-Ø	für
41393001	ca. 13 mm	ca. 160 mm	ca. 80 mm	Erdgas
41393002	ca. 13 mm	ca. 160 mm	ca. 80 mm	Propan-/Butangas

[» zum Produkt \(Website\)](#)



Butangas-Kartusche

Artikelnummer:
41395

für LABOGAZ®-Bunsenbrenner Nr. 41395010
Modell: CV 470 PLUS

Die Brenner Nr. 41395010 und Kartuschen Nr. 41395001 sind nicht kompatibel mit der Ausführung Nr. 41396010.

UN 2037, Klasse 2

Ein Sicherheitsdatenblatt wird jeder Lieferung beigelegt.

Art.-Nr.	Maße	Inhalt
41395001	ca. 14 x 11 cm Ø	ca. 450 g (ca. 806 ml)

[» zum Produkt \(Website\)](#)



Bunsenbrenner LABOGAZ® 470

Artikelnummer:
41395

mit Sicherheitsventil. Kartusche kann risikolos vom Brenner getrennt werden, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.

Die Brenner Nr. 41395010 und Kartuschen Nr. 41395001 sind nicht kompatibel mit der Ausführung Nr. 41396010.

Art.-Nr.	Höhe inkl. Kartusche
41395010	ca. 24 cm

[» zum Produkt \(Website\)](#)

ohne Gaskartusche



Plastikfuß für Labogaz-Brenner

Artikelnummer:
41396

Art.-Nr.	Material
41396030	Kunststoff

[» zum Produkt \(Website\)](#)



Butangas-Kartusche

Artikelnummer:
41396

für LABOGAZ®-Bunsenbrenner Nr. 41396010

Sicherheitshinweis: Die Kartusche kann erst vom Gerät genommen werden, wenn sie vollständig entleert ist.

Modell: C 206 GLS

Die Brenner Nr. 41396010 und Kartuschen Nr. 41396020 sind nicht kompatibel mit der Ausführung Nr. 41395010.

UN 2037, Klasse 2

Ein Sicherheitsdatenblatt wird jeder Lieferung beigelegt.

Art.-Nr.	Inhalt
41396020	ca. 190 g (ca. 314 ml)

[» zum Produkt \(Website\)](#)



Bunsenbrenner LABOGAZ® 206

Artikelnummer:

41396

LABOGAZ®-Bunsenbrenner

Montagesystem für Stechkartuschen, Gasverbrauch 55 g/h
ohne Gaskartusche

Die Brenner Nr. 41396010 und Kartuschen Nr. 41396020 sind nicht kompatibel mit der Ausführung Nr. 41395010.

Art.-Nr.	Gasverbrauch
41396010	55 g/h

[» zum Produkt \(Website\)](#)



Spirituslampen aus Glas ohne Einfüllstutzen

Artikelnummer:
43031

mit aufgeschliffener Kappe, komplett mit Messingtülle und Docht

Art.-Nr.	Inhalt
43031010	ca. 100 ml

[» zum Produkt \(Website\)](#)



Ersatz-Dochte

Artikelnummer:
43031

für Spirituslampen Nr. 43030010 und 43031010

Art.-Nr.	Länge
43031020	ca. 12 cm

[» zum Produkt \(Website\)](#)



Spirituslampen aus Edelstahl

Artikelnummer:
43033

mit Docht

Art.-Nr.	Inhalt
43033010	ca. 60 ml

[» zum Produkt \(Website\)](#)

Index

A

Allgas-Bunsenbrenner 6

B

Bunsenbrenner LABOGAZ® 206 12

Bunsenbrenner LABOGAZ® 470 10

Butangas-Kartusche 9, 11

C

CERAN®-Laborschutzplatten aus Glaskeramik 2

D

Drahtdreiecke, mit glatten Tonröhren 1

Drahtnetze mit Keramikzentrum 3

DreifüÙe, Höhe ca. 21 cm 4

DreifüÙe, Höhe ca. 28 cm 5

E

Ersatz-Dochte 14

G

Gasbrenner nach Bunsen 7

Gasbrenner nach Teclu 8

P

Plastikfuß für Labogaz-Brenner 11

S

Sicherheits-Gasschlauch 5

Spirituslampen aus Edelstahl 14

Spirituslampen aus Glas ohne Einfüllstutzen 13

Ständer für Laborschutzplatten 2