

TABLE DES MATIÈRES

<i>Distributeur de liquide</i>	2
--------------------------------------	---

Distributeur de liquide



Distributeur Assimat

Numéro d'article:
40163

Le distributeur économique pour la routine quotidienne

Les parties qui touchent au milieu sont en PP, PE et EPDM, permettant le dosage précis de milieux très divers

Restrictions d'emploi

Les liquides n'attaquant pas ces matériaux peuvent être dosés, en respectant des limites suivantes:

- pression de vapeur: jusqu'à 500 mbar
- densité: jusqu'à 13,6 g/cm³
- température: jusqu'à +40 °C

Ne jamais doser les acides concentrés ou oxydants, les solvants non polaires comme les hydrocarbures et les hydrocarbures halogénés.

Exactitude: $\leq \pm 1,2 \%$ *, coefficient de variation: $\leq 0,2 \%$ *

*Les valeurs finales se réfèrent au volume nominal imprimé sur l'appareil (= volume maximal), la température de l'appareil, de l'ambiance et de l'eau dist. étant les mêmes (+20°C), l'opération étant régulière et sans à-coups.

Avantages:

- Dosage économique de milieux non agressifs.
- Toutes les pièces d'usure, même le piston et le cylindre simplement remplaçables.
Manipulation et nettoyage très simple
- A encliquetage aisé (avec barre dentée), très lisible, pour un réglage sans erreurs.
- L'action de levage d'un ressort presse le piston vers le haut pour remplir l'unité de dosage automatiquement.
- Pour l'adaptation directe sur les flacons à filetage GL 45

Non.	Division	Capacité
40163010	0,2 ml	1,0 - 10 ml
40163025	0,5 ml	2,5 - 25 ml

Emballage standard

1 Seripettor réf. 40163...
2 unités de dosage réf. 40164...
1 canule d'éjection réf. 40165001
1 tube d'aspiration réf. 40165...
2 adaptateurs en PP (GL 45/32 et GL 45/S 40)
mode d'emploi
(s a n s flacon)

[» aller au produit \(site Web\)](#)



Unité de dosage

Numéro d'article:

40164

Piston (polyéthylène) jeu de 3 unités, cylindre (polypropylène)

Non.	Jeu de
40164010	3 unités
40164025	3 unités

[» aller au produit \(site Web\)](#)



Tube d'aspiration en polypropylène, jeu de 2 pièces

Numéro d'article:
40165

Non.	Longueur
40165002	250 mm
40165003	500 mm

» [aller au produit \(site Web\)](#)



Canule d'éjection en polypropylène

Numéro d'article:
40165

emballée individuellement

Non.	pour
40165001	10 et 25 ml

[» aller au produit \(site Web\)](#)



Jeu de soupapes

Numéro d'article:
40165

composé de :

1 soupape d'éjection,
1 soupape d'aspiration,
2 joints

Non.	Variante
40165004	Jeu de soupapes pour Seripettor®

[» aller au produit \(site Web\)](#)

Index

C

Canule d'éjection en polypropylène 3

D

Distributeur Assimat 1

J

Jeu de soupapes 4

T

Tube d'aspiration en polypropylène, jeu de 2 pièces 3

U

Unité de dosage 2